

Wechselrhythmen und Standzeiten von Inkubatoren

Stand: Juni 2015

Abteilung Gesundheit
Dezernat Allgemeine Hygiene/Krankenhaushygiene
Arbeitsgruppe Krankenhaushygiene

Seite 1 von 2

Ansprechpartner:
Dr. R. PoldrackTelefonnummer:
03834/890-201E-Mail Adresse:
rosmarie.poldrack@lagus.mv-regierung.de

Inkubatoren	Wechselrhythmen und Standzeiten	Allgemeine Hinweise
Reinigung/Desinfektion des Innenraumes	Bei Wechsel bzw. Entlassung des Kindes (IB)	1 h vor Inbetriebnahme belüften bei laufendem Motor (Herstellerangaben beachten) (IB) Gerät beim Nichtbenutzen in einem reinen abgetrennten Bereich vor Kontamination geschützt lagern (IB)
Reinigung/Desinfektion der Außenflächen	Außenflächen, Handkontaktflächen arbeitstäglich wischdesinfizieren (IB)	
Belegter Inkubator	Keine Flächendesinfektion des Innenraumes (IB) Reinigung der Innenseite mit Wasser von Trinkwasserqualität (IB)	Für jeden Inkubator (patientenbezogen) frisches, keimarmes Tuch verwenden (IB)
Kunststoffschlauchleitungen (Befeuchtung)	Aufbereitung bei Wechsel bzw. Entlassung des Kindes (IB)	
Beatmungsschläuche	Empfehlung Verwendung von Einmalmaterial Aufbereitung-thermische Desinfektion oder Sterilisation (IB) Funktionstüchtige Beatmungsschläuche-Wechsel alle 7 Tage (IB)	
Aufbereitung der Inkubatoren		Nach Herstellerangaben: Bevorzugt Dampfinfektion (Herstellerangaben beachten) Mittel der Wahl für Wischdesinfektion: Sauerstoffabspalter, keine Formaldehyddesinfektion (IB) Bis zur Verwendung ist der Inkubator mindestens 1 h bei laufendem Motor zu belüften (IB)
Wechsel des Inkubators pro Kind	Abstände für Wechsel des Inkubators bisher ungelöst (III) Herstellerangaben beachten und Risikoanalyse (14- oder 7-tägig)	Empfehlungen: tgl. Wechsel im Verlauf einer Dekolonisierung bei MRSA; täglich bei stabilen Kindern, bei instabilen Kindern nach Risikobewertung

Stand: Juni 2015

Abteilung Gesundheit
 Dezernat Allgemeine Hygiene/Krankenhaushygiene
 Arbeitsgruppe Krankenhaushygiene

Seite 2 von 2

Ansprechpartner:
 Dr. R. Poldrack

Telefonnummer:
 03834/890-201

E-Mail Adresse:
 rosmarie.poldrack@lagus.mv-regierung.de

Inkubatoren	Wechselrhythmen und Standzeiten	Allgemeine Hinweise
Luftfilter	nach Herstellerangaben	
ggf. Bakterienfilter	nach Herstellerangaben	
Inhalationstherapie beatmungspflichtiger Patienten		Nur sterile Materialien und Lösungen einbringen (IV) Funktionstüchtige Beatmungsschläuche am selben Patienten nicht häufiger als alle 7 Tage wechseln
Personal für Aufbereitung Transportinkubatoren	Nur geschultes Personal	Nach der Nutzung aufbereiten